


Кроличья Рab К Онкостатину М Для Wb, If/Icc, Elisa - P13725

Артикул: CM0026897



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого Онкостатина М (OSM), подходящее для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Полезно для исследований сигнальных путей цитокинов, пролиферации клеток и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья rAb к Онкостатину М
Примечания/Псевдоним	OSM; Онкостатин М
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5008
GeneID	5008
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13725
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка со льдом