

Кроличье Моноклональное Антитело К Орексину В Для Wb, Ihc, If/Icc, Elisa — O43612

Артикул: CM0007205



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому орексину В/гипоцретину-2. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для изучения регуляции нейропептидами пищевого поведения, циклов сна-бодрствования и энергетического метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к орексину В
Примечания/алиасы	OX; PPOX; NRCLP1; Orexin B
Вид	Человек
ID гена (человек)	3060
ID гена	3060
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого орексина В/гипоцретина-2
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43612
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Холодильный пакет