

Поликлональные Антитела Кролика К Мус2 Oryza Sativa Для Вб И Ифа - Мус2

Артикул: CM0019839

введение

Кроличьи поликлональные антитела к рекомбинантному белку MYC2 Oryza sativa, валидированные для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально подходит для растительных исследований и разработки диагностических тест-систем IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYC2 Rabbit pAb
Вид	Oryza sativa
Иммуноген	Рекомбинантный белок MYC2 Oryza sativa
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
Доставка	Хладоэлемент