

Osarf23 Rabbit Pab — Osarf23

Артикул: CM0020178

введение

OsARF23 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное у кроликов против рекомбинантного белка OsARF23 (*Oryza sativa*). Проверено для применения в ВБ и ИФА, оно специфически выявляет OsARF23 (~94 кДа) в образцах риса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsARF23 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	arf1; ARF23; OsARF1; OsARF23
Вид	<i>Oryza sativa</i>
ID гена	4350610
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 700–800 OsARF23 <i>Oryza sativa</i> . (Q2R3F5)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
Молекулярная масса белка	94 кДа
Доставка	Ледяной пакет