

Osgi Кроличья Поликлональная Антитело (Pab) - Q0Jq44

Артикул: CM0019043

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против Osgi (GI) в *Oryza sativa*. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), расчетная молекулярная масса 127 кДа. Идеально подходит для исследований в области биологии растений и сельского хозяйства.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Osgi Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	GI; Osgi
Вид	<i>Oryza sativa</i>
ID гена	4325329
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 820-1090 Osgi (Q9AWL7) <i>Oryza sativa</i>
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0JQ44
Молекулярный вес белка	127 кДа
Доставка	Сумка со льдом