

Поликлональное Кроличье Антитело К Osgsr1 Для Wb И Ифа — Q53An3

Артикул: CM0021721

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на OsGSR1 риса (Q53AN3). Подходит для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Перекрёстно реагирует с *Oryza sativa*. Иммуноген: рекомбинантный белок. Расчётная молекулярная масса: 11 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к OsGSR1
Примечания/синонимы	Gsr1; OJ1001_B06.38; OsGSR1
Вид	<i>Oryza sativa</i>
Идентификатор гена	4340712
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 OsGSR1 из <i>Oryza sativa</i> (Q53AN3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q53AN3
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом