

Кроличье Поликлональное Антитело OsSerK2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7Xv05

Артикул: CM0023757



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на OsSERK2 *Oryza sativa*, полученное против рекомбинантного белка. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с рисом. Подходит для исследований иммунитета растений, соматического эмбриогенеза и сигналинга brassinosteroidов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к OsSERK2
Примечания/Альтернативные названия	OsSERK1; OsSERK2
Вид	<i>Oryza sativa</i> (Рис посевной)
ID гена	4336035
Иммуноген	Рекомбинантный белок OsSERK2 <i>Oryza sativa</i>
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS-PROT	Q7XV05
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом