

Кроличья Поликлональная Антитело К Oxct1 (Scot) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P55809

Артикул: CM0024090



введение

Кроличья поликлональная антитело против OXCT1 (SCOT), валидированное для WB и ELISA, реагирующее с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходит для исследований метаболизма кетоновых тел и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OXCT1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	OXCT; SCOT; OXCT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5019
GeneID	5019
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 261-520 человеческого OXCT1 (NP_000427.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55809
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	В ледяном пакете