

Моноклональное Антитело Кролика К P23/Ptges3 Для Вб, Иф/Мкк, Ифа - Q15185

Артикул: CM0004960



введение

Моноклональное антитело кролика к P23/PTGES3, валидированное для ВБ, ИФ/МКК, ИФА. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Направлено против простагландин Е-синтазы 3 — цитозольного фермента и шаперона, участвующего в воспалении и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к P23/PTGES3
Примечания/алиасы	P23; TEBP; cPGES; P23/PTGES3
Вид	Человек
ID гена (человек)	10728
ID гена	10728
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 человеческого P23/PTGES3 (NP_006592.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/МКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15185
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Холодильный пакет