

Кроличья Поликлональная Антитело К P2Rx4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Исс, Ифа - Q99571

Артикул: CM0029228



введение

Кроличья поликлональное антитело к человеческому P2RX4, нацеленное на пуринорецептор P2X 4. Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку и мыши. Идеально подходит для исследований ионных каналов, иммунологии и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	P2RX4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	P2X4; P2X4R; P2RX4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5025
ID гена	5025
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 55-338 человеческого P2RX4 (NP_002551.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99571
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка со льдом