


Р38 Марк Кроличий Рab - Q16539

Артикул: CM0015510



введение

р38 MAPK Rabbit pAb — это поликлональное антитело кролика, полученное против синтетического пептида в составе человеческого р38 MAPK (аминокислоты 261-360). Подходит для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований сигнального пути MAPK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p38 MAPK Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1432
GeneID	1432
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 261-360 человеческого р38 MAPK (NP_620581.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16539
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом