

Кроличье Поликлональное Антитело К P70 S6 Киназе 1 Для Вестерн-Блоттинга - P23443

Артикул: CM0020316



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческую p70 S6 киназу 1 (S6K1), валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Подходит для исследований роста клеток и регуляции трансляции на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к p70 S6 киназе 1
Примечания/Альтернативные названия	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6 Kinase 1
Вид	Человек
GeneID	6198
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 426-525 человеческого P70 S6K (NP_003152.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23443
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом