


Кроличья Поликлональная Антитело К P75Ntr/Ngfr Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Исс, Ифа - P08138

Артикул: CM0016814



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого p75NTR/NGFR (CD271; TNFRSF16). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для изучения нейрональной дифференцировки, выживаемости и инсулинзависимого захвата глюкозы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p75NTR/NGFR Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4804
ID гена	4804
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 273-427 человеческого p75NTR/NGFR (NP_002498.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08138
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент