


P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 Кроличья Pab - Q15418

Артикул: CM0024648



введение

Поликлональные кроличьи антитела против p90Rsk/RSK1/RPS6KA1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Белок 83 кДа. Идеально подходят для изучения сигнального пути MAPK и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; p90Rsk/RSK1/RPS6KA1
Вид	Человек
GeneID	6195
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600 до С-конца человеческого p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15418
Молекулярный вес белка	83 кДа
Доставка	Ледяной пакет