

Кроличыи Матк К Pai-1/Serpin E1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P05121

Артикул: CM0002309



введение

Кроличыи моноклональные антитела к PAI-1/Serpin E1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагируют с PAI-1 человека и обезьян. Идеально подходят для исследований фибринолиза, миграции клеток и старения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАТК к PAI-1/Serpin E1
Примечания/Псевдонимы	PAI; PAI1; PAI-1; PLANH1; PAI-1/Serpin E1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5054
Иммуноген	Синтетический пептид (а.о. 50-150 PAI-1/Serpin E1 человека, P05121)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Обезьяна
SWISS	P05121
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка со льдом