

Поликлональные Кроличьи Антитела К Pak1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13153

Артикул: CM0015009



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого PAK1 (alpha-PAK, p65-PAK). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реакция с крысой. Идеально подходят для изучения динамики цитоскелета, миграции клеток и апоптоза. Рекомбинантный иммуноген обеспечивает специфичность.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5058
GeneID	5058
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-250 человеческого PAK1 (NP_001122092.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q13153
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	Сумка со льдом