


Поликлональное Кроличье Антитело К Pak5 Для Вб, Ифа - Q9P286

Артикул: CM0022242



введение

Поликлональное кроличье антитело к PAK5, валидированное для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА, с реактивностью у человека и мыши. Идеально подходит для изучения PAK5/PAK7 в исследованиях регуляции цитоскелета, клеточной сигнализации и мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к PAK5
Примечания/Алиасы	PAK7; PAK5
Вид	Человек
ID гена (человек)	57144
ID гена	57144
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 600-700 белка PAK5 человека (NP_065074.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9P286
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	С холодоэлементом