


Кроличья Поликлональная Антитело К Palld Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ип (Ip) И Ифа (Elisa) - Q8Wx93

Артикул: CM0016315



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого палладина (PALLD). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований цитоскелета, клеточной адгезии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PALLD Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	MYN, PNCA1, CGI151, SIH002, CGI-151, PALLD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23022
GeneID	23022
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 383-672 человеческого PALLD (NP_001159582.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WX93
Молекулярная масса белка	151 кДа
Доставка	В ледяном пакете