

Pan-Akt Rabbit Mab Для Western Blot, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Артикул: CM0002895



введение

Pan-Akt Rabbit Monoclonal Antibody, валидированный для WB, IP, IF, IHC, ELISA. Обнаруживает Akt1, Akt2, Akt3 у человека, мыши, крысы. Молекулярная масса: 56 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Pan-Akt Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	АКТ; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	207, 208, 10000
GeneID	207, 208, 10000
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-123 человеческого Pan-Akt (NP_005154.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31749 / P31751 / Q9Y243
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Сумка со льдом