

Поликлональное Антитело Кролика К Pan-Akt Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P31749/P31751/Q9Y243

Артикул: CM0022311



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против pan-Akt (AKT1, AKT2, AKT3), для WB, IP, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнальных путей АКТ при раке и метаболических процессах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Pan-Akt pAb кролика
Примечания/синонимы	AKT1/AKT2/AKT3; Pan-Akt
Вид	Человек
GeneID (человек)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 311-480 человеческих AKT1/AKT2/AKT3 (NP_005154.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Молекулярная масса белка	48 кДа/55 кДа/51 кДа/54 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом