

Пан-Кадгериновое Кроличье Моноклональное Антитело (Mab) Для Wb, Ihc-P, Elisa — P12830 / P19022 / P22223 / P33151 / P55283 / P39038

Артикул: CM0009306



введение

Высококачественное пан-кадгериновое кроличье моноклональное антитело, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Распознаёт кадгерины человека и мыши. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии и биологии эпителия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Пан-кадгериновое кроличье mAb
Примечания/синонимы	Arc-1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO; Pan Cadherin
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	999/1000/1001/1002
Идентификатор гена	999/1000/1001/1001/1002/12561
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P12830/P19022/P22223/P33151/P55283/P39038
Молекулярная масса белка	140 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом