

Кроличья Поликлональная Антитело К Пан-Кротонилу-К Для Вестерн-Блоттинга И Ифа

Артикул: CM0000030

введение

Кроличья поликлональная антитело, специфичная к кротонилированным остаткам лизина. Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения модификаций лизина кротонилированием.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Пан-кротонил-К кроличья поликлональная антитело
Вид	Человек
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей кротонилированный лизин.
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
Доставка	С пакетом со льдом