

Кроличыи Поликлональные Антитела (Pab) Против Pan Dimethyl-Lysine Для Вестерн1 Блоттинга, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Артикул: CM0000227

введение

Кроличыи поликлональные антитела (pAb) против Pan DiMethyl-lysine, нацеленные на диметилированные остатки лизина. Подходят для Вестерн блоттинга, иммуногистохимии в парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA). Предполагается перекрестная реактивность с белками человека, мыши, крысы и других видов. Иммуноген: синтетический пептид, содержащий диметилированный K.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи pAb против Pan DiMethyl-lysine
Идентификатор гена (Человек)	pan Kme2
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей диметилированный K.
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	Вестерн блоттинг (WB), IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
Условия доставки	В пакете со льдом