

Кроличье Поликлональное Антитело Pan Dimethyl-Lysine Для Вестерн-Блоттинга И Ифа

Артикул: CM0000215

введение

Кроличье поликлональное антитело Pan DiMethyl-lysine (pAb) специфично к диметилированным остаткам лизина и подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Оно демонстрирует перекрестную реактивность с образцами человека, мыши и крысы, что позволяет проводить широкие исследования метилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело Pan DiMethyl-lysine (pAb)
ID гена (Человек)	pan Kme2
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей диметилированный K.
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Доставка	В пакете со льдом