

Кроличье Моноклональное Антитело К Pan Lactic Acid-Lysine Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа | Детекция Лактилирования

Артикул: CM0000061

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на Pan Lactic acid-Lysine — ключевую посттрансляционную модификацию. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА с широкой видовой реактивностью (человек, мышь, крыса). Идеально для исследований лактилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноАт к Pan Lactic acid-Lysine
Вид	Человек
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей Pan Lactic acid-Lysine.
Источник	Кролик
Категория	Другие антитела к модификациям
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (предполагается широкий спектр)
Доставка	В пакете со льдом