

Поликлональные Антитела Кролика К Пан Лактической Кислоте-Лизину (Wb, Elisa)

Артикул: CM0000053

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против модификации пан лактической кислоты-лизина. Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Реагируют с человеческими, мышиными, крысиными и многими другими видами. Идеально подходят для изучения посттрансляционных модификаций белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Пан лактическая кислота-лизин кролик pAb
Вид	Человек
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей пан лактическую кислоту-лизин
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (широкий спектр)
Доставка	Айс-бэг