

Пан-Метил-Гистидиновое Кроличье Поликлональное Антитело Для Применения В Wb, Db, Elisa

Артикул: CM0000207

введение

Это пан-метил-гистидиновое кроличье поликлональное антитело, полученное против синтетического метилированного гистидинового пептида, подходит для анализов WB, DB и ELISA. Обнаруживает пан-метил-гистидиновые модификации в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Пан-метил-гистидиновое кроличье pAb
ID гена (Человек)	pan Hme
Иммуноген	Синтетический пептид метилированного гистидина (His)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Доставка	Сумка-холодильник