

Кролликовые Поликлональные Антитела К Мотиву Пан-Монометиларгинина Для Вестерн-Блоттинга И Ифа

Артикул: CM0000224

введение

Кролликовые поликлональные антитела, направленные на мотивы пан-монометиларгинина. Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реактивность с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для исследований метилирования аргинина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	pan-Mono-Methyl Arginine Motif Rabbit pAb
Идентификатор гена (человек)	pan Rme1
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей монометилированный R.
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Доставка	Сумка со льдом