

Кроличье Поликлональное Антитело К Моно-Метиларгининовому Мотиву Pan-Mono-Methylr (R*Gg) Для Вестерн-Блоттинга, Дот-Блоттинга, Elisa

Артикул: CM0000219

введение

Валидированное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на моно-метиларгининовый мотив pan-R*GG для Вестерн-блоттинга, дот-блоттинга и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований по глобальному детектированию метилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	pan-Mono-MethylR (R*GG) Motif Rabbit pAb
ID гена (Человек)	pan Rme1
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Доставка	В пакете со льдом