

Пан-Миристил-G Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа

Артикул: CM0000006

введение

Пан-Миристил-G Кроличье Поликлональное Антитело (pAb) нацелено на миристилированные глициновые модификации. Валидировано для применений Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, с кросс-реактивностью к крысе. Идеально для изучения липидации и миристилирования белков в исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Пан-Миристил-G Кроличье pAb
Мишень	пан Миристил-G
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей миристилированный G.
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	WB, ИФА
Кросс-реактивность	Крыса
Доставка	В пакете со льдом