

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Pan-Nitrific-Y Для Вестерн-Блоттинга И Ифа

Артикул: CM0000036

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против pan-Nitrific-Y (нитрозилирование тирозина), для применения в вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Предсказывается широкая межвидовая перекрестная реактивность с человеком, мышью, крысой и другими организмами. Иммуноген: синтетический пептид, содержащий миристилированный лизин.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	pan-Nitrific-Y кроличьи pAb
Вид	Человек
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей миристилированный K.
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предсказан широкий диапазон)
Доставка	Сумка со льдом