

Pan Phospho-Serine/Threonine Mouse Mab - Pan Phospho-Serine/Threonine

Артикул: CM0001561

введение

Это пан-фосфо-серин/треониновое мышиное моноклональное антитело предназначено для обнаружения фосфорилированных белков у различных видов, включая человека, мышь и крысу. Оно подходит для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА в исследованиях сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	pan Phospho-Serine/Threonine Mouse mAb
Вид	Универсальный
ID гена (Человек)	pan p-S/T
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей фосфорилированный серин/треонин.
Источник	Мышь
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий диапазон)
Доставка	Сумка со льдом