

Пан-Фосфо-Серин/Треонин Кроличий Маб - Фосфо-Серин/Треонин Антитело

Артикул: CM0000844

введение

Пан-специфическое кроличье моноклональное антитело, направленное против фосфорилированных остатков серина/треонина. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), ИП (IP), ИHC-P и ИФА (ELISA) для человека, мыши, крысы и других прогнозируемых видов. Идеально подходит для широких исследований фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	пан-Фосфо-Серин/Треонин кроличий мАб
Вид	Универсальный
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей фосфорилированный Серин/Треонин
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Прогнозируется широкий диапазон)
Доставка	Сумка со льдом