

Pan Phospho-Serine/Threonine Rabbit Polyclonal Antibody - Pan P-S/T

Артикул: CM0000545

введение

Pan Phospho-Serine/Threonine Rabbit Polyclonal Antibody для обнаружения фосфорилированных остатков S/T. Валидирован для применений WB и ELISA, с прогнозируемой широкой перекрестной реактивностью у человека, мыши, крысы и других видов. Идеально подходит для изучения зависимых от фосфорилирования сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Pan Phospho-Serine/Threonine Rabbit pAb
ID гена	pan p-S/T
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей фосфорилированные S и T.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Прогнозируется широкий диапазон)
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент