

Pan Phospho-T Rabbit Pab - Фосфотреонин (Phospho-T)

Артикул: CM0000675

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на фосфорилированные остатки треонина, подходит для вестерн-блоттинга и ELISA. Предполагается, что реагирует с широким спектром видов, включая человека и мышь, полезно для обнаружения событий фосфорилирования белков в различных исследовательских контекстах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Pan Phospho-T Rabbit pAb
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей фосфорилированный Т
Источник	Кролик
Категория	Антитела к фосфорилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Другие (предполагается широкий спектр)
Условия доставки	В пакете со льдом