

Кроличья Моноклональная Антитела К Пан-Фосфотреонину - Pan Phospho-Threonine

Артикул: CM0001394

введение

Кроличья моноклональная антитела к пан-фосфотреонину детектирует фосфорилирование треонина у широкого спектра видов (человек, мышь, крыса и другие). Это кроличье моноклональное антитело валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА, что поддерживает исследования фосфорилирования сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Пан-фосфотреониновая кроличья моноклональная антитела
Вид	Человек
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области треонина человека.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (прогнозируется широкий спектр)
Доставка	Холодовая упаковка с ледяными пакетами