

Мышинная Моноклональная Антитело К Пан-Фосфо-Тирозину - Pan P-Y

Артикул: CM0001112

введение

Мышинная моноклональная антитело к пан-фосфо-тироzinу выявляет фосфорилированные остатки тирозина. Подходит для применения в ВБ, ИФ/ИКК, ИФА, предсказана реактивность с образцами человека, мыши, крысы и широкого спектра других видов. Необходимо для исследований сигнальных путей тирозинкиназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Pan Phospho-Tyrosine Mouse mAb
ID гена (человек)	pan p-Y
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей фосфорилированный Y
Источник	Мышь
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (предсказана широкая реактивность)
Доставка	Сумка-холодильник с льдом