

Ран Фосфо-Тирозин Rabbit Mab - Pan P-Y

Артикул: CM0001604

введение

Кроличий моноклональный антитело, распознающее пан-фосфо-тирозиновые остатки у видов человек, мышь и крыса, валидированное для применений WB, IP и ELISA. Идеально подходит для изучения сигнальных сетей фосфорилирования тирозина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ран Фосфо-Тирозин Rabbit mAb
Вид	Человек
ID гена (Человек)	Pan p-Y
Иммуноген	Синтетический пептид: Фосфорилированный пептид из библиотеки случайных пептидов вокруг Tyr
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другое (Прогнозируется широкий диапазон)
Доставка	Сумка со льдом