

Кроличье Моноклональное Антитело (Мат) Против Pan Phospho-Tyrosine - Кроличье Мат Против Pan Phospho-Tyrosine

Артикул: CM0001976

Кроличье моноклональное антитело (мАТ) против Pan Phospho-Tyrosine для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), ELISA. Обнаруживает фосфотирозин у человека, мыши, крысы и других видов с широкой реактивностью. Идеально для исследований фосфорилирования и клеточной сигнализации. >10 кДа.

введение

Кроличье моноклональное антитело (мАТ) против Pan Phospho-Tyrosine для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), ELISA. Обнаруживает фосфотирозин у человека, мыши, крысы и других видов с широкой реактивностью. Идеально для исследований фосфорилирования и клеточной сигнализации. >10 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ против Pan Phospho-Tyrosine
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей фосфорилированный тирозин (Y).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к фосфорилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие виды (предполагается широкий спектр)
Молекулярная масса белка	>10 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом