

Pan Phospho-Tyrosine Rabbit Pab - Pan P-Y

Артикул: CM0001258

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против пан-фосфо-тирозина, подходящие для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Распознают человека, мышь, крысу и широкий спектр других видов. Идеальны для исследований тирозиновой фосфорилизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Pan Phospho-Tyrosine Rabbit pAb
ID гена (Человек)	Pan p-Y
Иммуноген	Синтетический пептид. Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей фосфорилированные S и T.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий спектр)
Доставка	Сумка со льдом