

Кроличье Моноклональное Антитело Pan-Succinyl-K — Антитело К Сукцинированному Лизину Для Wb, Ip, Db, Elisa

Артикул: CM0000013

введение

Кроличье моноклональное антитело Pan-Succinyl-K для обнаружения остатков сукцинированного лизина. Подходит для методов WB, IP, DB, ELISA с прогнозируемой широкой перекрестной реактивностью (человек, мышь, крыса). Идеально подходит для исследований посттрансляционных модификаций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело Pan-Succinyl-K
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей сукцинированный K.
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	WB, IP, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (прогнозируется широкий спектр)
Транспортировка	Ледяной пакет