

Пан-Сукцинил-К Кроличье Поликлональное Антитело Для Применения В Вестерн-Блоттинге И Ифа

Артикул: CM0000009

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на пан-сукцинил-лизин, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для изучения сукцинирования лизина и клеточного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Пан-Сукцинил-К Кроличье пАт
Вид	Человек
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей Сукцинил-К.
Источник	Кролик
Категория	Другие Модифицированные Антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Доставка	Сумка-холодильник