

Кроличье Маб К Пан-Симметричному Диметиларгининовому Мотиву Для Вестерн-Блоттинга И Ифа

Артикул: CM0000206

введение

Кроличье моноклональное антитело к пан-симметричному диметиларгининовому мотиву для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческими, мышинными, крысиными образцами и прогнозируемым широким спектром. Подходит для исследований метилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к пан-симметричному диметиларгининовому мотиву
Вид	Человек
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей симметричный диметил R)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другое (прогнозируется широкий спектр)
Доставка	Сумка-холодильник