

Пан-Симметричные Ди-Метил Аргининовые Кроличьи Поликлональные Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Elisa

Артикул: CM0000218

введение

Высокоочищенные пан-симметричные ди-метил аргининовые кроличьи поликлональные антитела (pAb) для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, полученные против симметричного диметиларгининового пептида. Обеспечивают широкую предполагаемую перекрестную реактивность для человека, мыши и крысы в исследованиях метилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Пан-симметричные ди-метил аргининовые кроличьи pAb
Идентификатор гена (Человек)	rap Rme2s
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей метилированный R.
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
Доставка	Ледяной пакет