

Кроличыи Поликлональные Антитела К Пан-Триметиллизину Для Wb, Ip, Elisa, Chip - Camelbio

Артикул: CM0000211

введение

CamelBio предлагает кроличьи поликлональные антитела к пан-триметиллизину, валидированные для методов вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, ELISA и ChIP. Антитела выявляют триметилированные модификации лизина у человека, мыши, крысы и других видов. Идеально подходят для исследований эпигенетики и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела (pAb) к пан-триметиллизину
ID гена (человек)	раp Kme1
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей триметилированный лизин (K).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, IP, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (прогнозируется широкий спектр)
Условия транспортировки	Ледяной пакет