

Пан-Триметил-Лизин (Pan Kme3) Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа

Артикул: CM0000210

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на пан-триметил-лизин (pan Kme3), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области эпигенетики и посттрансляционных модификаций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	пан-ТриМетил-лизин Кроличье pAb
Идентификатор гена (Человек)	pan Kme3
Иммуноген	Синтетический пептид, содержащий триметилированный K
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Доставка	В пакете со льдом