

Поликлональные Кроличьи Антитела К Пан-Остаточному Мотиву Убиквитина (K-E-Gg) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа

Артикул: CM0000039

введение

Поликлональные кроличьи антитела к пан-остаточному мотиву убиквитина (K-ε-GG), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают убиквитинированный мотив в образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований убиквитина и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	пан-остаточный мотив убиквитина (K-ε-GG), кроличьи pAb
Иммуноген	Синтетический пептид, содержащий убиквитинированный мотив (K-ε-GG)
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Доставка	Сумка-холодильник