

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Parg Для Wb, Elisa - Q86W56

Артикул: CM0014333



введение

Поликлональные кроличьи антитела против PARG, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают человеческий поли(АДФ-рибоз)гидролазу, ключевой фермент в репарации повреждений ДНК и метаболизме АДФ-рибозилирования. Предполагаемая молекулярная масса 111 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PARG кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PARG99; PARG
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8505
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 777-976 человеческого PARG (NP_003622.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86W56
Молекулярная масса белка	111kDa
Доставка	Сумка со льдом