


Поликлональные Кроличьи Антитела К Parp3 Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа — Q9Y6F1

Артикул: CM0030560



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на PARP3 (ARTD3), для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белком. Подходят для изучения репарации ДНК и моно-АДФ-рибозилирования. Молекулярная масса 60 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к PARP3
Примечания/Альтернативные названия	IRT1; ARTD3; ADPRT3; ADPRTL2; ADPRTL3; PADPRT-3; PARP3
Вид	Человек
GeneID (человек)	10039
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 178–533 человеческого PARP3 (NP_005476.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6F1
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	Айс-бокс