


Кроличыи Моноклональные Антитела К Pax3 Для Вб, Ифа - P23760

Артикул: CM0007575



введение

Кроличыи моноклональные антитела к PAX3, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с PAX3 человека, мыши и крысы — ключевым фактором транскрипции в развитии нервного гребня и миогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела к PAX3
Примечания/Альтернативные названия	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
Вид	Человек
ID гена (человек)	5077
ID гена	5077
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-450 человеческого PAX3 (NP_852122.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23760
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами